

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vorrichtung A: macht die individuelle Anpassung des Mundstücks einfach und schützt vor eventuellen Verformungen der Einstecköffnung am Spender.

Seitliche Vorrichtungen B (Okklusions-Stops): werden ins Mundstück eingesetzt, um während der individuellen Gestaltung eine Schicht physiologischen Materials zwischen den oberen und unteren Zähnen zu erhalten.

Symbol UP: gibt die korrekte Einsatzrichtung des Mundstücks in den Mund an (obere Zähne).

ANLEITUNG FÜR DIE INDIVIDUELLE ANPASSUNG

- 1- Prüfen Sie, bevor Sie mit der persönlichen Anpassung von JAX beginnen, ob die Vorrichtungen A und B korrekt eingesetzt sind (Abb. 1); versuchen Sie anschließend, das Mundstück in den Mund einzusetzen, um sich mit den nachfolgenden Handhabungen vertraut zu machen.
- 2- Halten Sie die Vorrichtung A in der Hand und tauchen Sie JAX 15 Sekunden lang in kochendes Wasser ein, wie in Abb. 2 dargestellt. **ACHTUNG:** das Mundstück nicht über die angezeigte Linie (C) hinaus eintauchen und die angegebene Zeit nicht überschreiten, da sich JAX sonst irreparabel verformen könnten.
- 3- Schütteln Sie es kräftig, nachdem Sie es aus dem Wasser herausgenommen haben, um das restliche Wasser zu beseitigen.
- 4- Setzen Sie das Mundstück sofort in den Mund ein; es ist warm, aber nicht brennend heiß (Abb. 3). Beißen Sie die Zähne zusammen und schließen Sie die Lippen. Saugen Sie in dieser Position ein paar Sekunden lang die ganze Luft und das ganze Wasser an, um die Haftung um die Zähne herum leichter zu machen. Massieren Sie gleichzeitig mit kräftigerem Druck die Wangen.
- 5- Ziehen Sie JAX nach circa 2 Minuten heraus und tauchen Sie es mindestens 3 Minuten lang in ein Gefäß mit kaltem Wasser ein. Entfernen Sie danach die Vorrichtungen zur individuellen Anpassung A und B.
- 6- Setzen Sie JAX wieder in den Mund ein, und falls es noch zu wenig haftet, können Sie das Verfahren zur individuellen Anpassung wiederholen und dabei nochmals bei Punkt 1 beginnen.
- 7- Setzen Sie, wenn die individuelle Anpassung beendet ist, JAX auf die Einstecköffnung des Spenders und befestigen Sie es mit dem mitgelieferten Ring.

TIPS UND WARNHINWEISE

- JAX kann mehrere Male angepaßt werden: bewahren Sie daher die Vorrichtungen zur individuellen Anpassung immer auf. Beispiel: Neuangleichung des Mundstücks nach Eingriffen, die den anatomischen Aufbau der Zähne verändert haben.
- Verwenden Sie für die Reinigung eine herkömmliche kleine Bürste mit fließendem kaltem Wasser und neutraler Seife.
- Achtung: verwenden Sie JAX niemals, wenn die Vorrichtungen des Okklusions-Stops eingesetzt sind.
- Vermeiden Sie, JAX in der Nähe von Hitzequellen aufzubewahren bzw. direkter und starker Sonneneinstrahlung auszusetzen.
- All die Personen, die Krankheiten oder Entzündungen der Zähne und/oder des Zahnfleisches haben, die bewegliche oder kieferorthopädische Zahnprothesen tragen oder einen starken Unterkieferversprung (unter Zähne weiter vorn als die oberen Zähne) haben, müssen vor der individuellen Anpassung von JAX ihren Zahnarzt aufsuchen.

Rev. 11-15

JAX
Joint Relax



MADE IN ITALY
INTERNATIONALLY PATENTS

Jax Joint Relax is Patented and distributed exclusively by QuattroTI DenTech Srl, Italy. Jax Joint Relax is a registered trademark by QuattroTI DenTech Srl, Italy.